


Łóżko do opieki długoterminowej Leo L

Opis produktu:

Łóżko do opieki długoterminowej **Leo L** firmy Reha-Bed dzięki zastosowanym rozwiązaniom to bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Leo L

Łóżko **Leo L** zostało zaprojektowane, aby sprostać Państwa wymaganiom i zapewnić optymalny komfort opieki nad osobami wymagającymi hospitalizacji oraz niepełnosprawnymi. Szeroki zakres udogodnień wspiera personel medyczny w świadczeniu dobrej opieki nad chorym, jak również zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownikowi. **Leo L** jest podstawowym wariantem łóżek z serii Leo – charakteryzuje go zastosowanie poręczy na pełną długość łóżka.

Cechy charakterystyczne:

- nowoczesna, pantografowa konstrukcja – pozwala na ukrycie siłowników,
- obudowa niezależna od konstrukcji - drewniana obudowa jest niezależna od konstrukcji, co daje możliwość jej wymiany bez ingerencji w funkcjonowanie łóżka,
- wyjątkowy zakres regulacji wysokości,
- sterowanie funkcjami łóżka za pomocą ergonomicznego pilota z możliwością blokady funkcji,
- maksymalne obciążenie robocze: 215 kg,
- gwarancja: 2 lata.

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Dane techniczne:

Wymiary całkowite (szer. x dł.)[cm]	105 x 206
Wymiary leża [cm]	90 x 200
Wymiary pasującego materaca (szer. x dł.)[cm]	90 x 200, 80 x 200
Zakres regulacji wysokości [cm]	30-50

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 215 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model:

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny