

Łóżko do opieki długoterminowej Leo S

Opis produktu:

Łóżko do opieki długoterminowej **Leo S** od firmy **Reha-Bed** dzięki zastosowanym rozwiązaniom to bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Leo S

Łóżko **Leo S**, oprócz wszystkich podstawowych cech łóżek z serii Leo, posiada dzielone poręcz boczne. Takie rozwiązanie umożliwia aktywizację osoby, która z niego korzysta oraz zapewnia większą swobodę i mobilność, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed upadkiem. Dodatkową zaletą wprowadzenia poręczy dzielonych w stosunku **40/60** jest ułatwienie dostępu do pacjenta.

Cechy charakterystyczne:

- nowoczesna, pantografowa konstrukcja - pozwala na ukrycie siłowników,
- obudowa niezależna od konstrukcji - drewniana obudowa jest niezależna od konstrukcji, co daje możliwość jej wymiany bez ingerencji w funkcjonowanie łóżka,
- model Leo S posiada możliwość zastosowania systemu łatwego demontażu szczytów,
- wyjątkowy zakres regulacji wysokości - najniższa pozycja leża wynosi 30 cm,
- możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb dzięki szerokiej gamie szczytów oraz wykończenia,
- sterowanie za pomocą ergonomicznego pilota,
- maksymalne obciążenie robocze: 215 kg,

- solidna rama łóżka zapewnia zarówno wyjątkową stabilność, jak i lekki wygląd.

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Dane techniczne:

Wymiary całkowite (szer. x dł.)[cm]	105 x 206
Wymiary leża [cm]	90 x 200
Wymiary pasującego materaca (szer. x dł.)[cm]	90 x 200, 80 x 200
Zakres regulacji wysokości [cm]	30-50

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 215 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model:

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny