

Szafka przyłóżkowa - Reha-Bed

Opis produktu:

Szafka przyłóżkowa do wyposażenia pokoju chorego przy opiece długoterminowej.

Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - Reha-Bed

	Virgo	Virgo H	Virgo Lux	Virgo Mini
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)[cm]:	59.7 x 87 x 48.7	59.7 x 87 x 48.7	59.7 x 87 x 48.7	45.6 x 81 x 45.6
Blokada kół jezdnych:	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Wyposażenie	zamykana szuflada	zamykana szuflada	zamykana szuflada	zamykana szuflada

dodatkowe:	lub szafka	lub szafka	lub szafka	lub szafka
Blat boczny (szer. x dł.)[cm]	-	34.5 x 53	34.2 x 57.5	-
Regulacja wysokości blatu [cm]:	-	-	72 - 102	-

Informacje:**Model:**

Szafka przyłóżkowa Reha-Bed: Virgo, Virgo H, Virgo Lux, Virgo Mini