


Materac piankowy T25

Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**

Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac piankowy:

- przeznaczenie: do podstawowej opieki medycznej (niskie ryzyko odleżyn),
- pokrowiec na zamek błyskawiczny (wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego paroprzepuszczalnego materiału),
- temperatura czyszczenia na mokro: 95°C, temperatura czyszczenia i prasowania na sucho: 150°C,
- przystosowany do łóżek z regulowanym stelażem,

Dostępne rozmiary:

szerokość [cm]:	78	90	78	110	120
długość[cm]:	187	200	187	200	200
wysokość[cm]:	12	12	12	12	12

Informacje:

Typ materaca: Piankowy
 Wysokość: 12 cm
 Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
 Wymiary: 200 x 110 cm

Model:

Materace (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 12 cm,
 187 x 78 x 12 cm, 200 x 110 x 12 cm, 200 x 120
 x 12 cm, 200 x 78 x 12 cm

Wymiary: 200 x 120 cm

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 187 x 78 cm

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do I stopnia