


Materac przeciwoodleżynowy gofrowany Gofer P25



Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**, przystosowany do łóżka firmy Reha-Bed, chroniący przed odleżynami.

Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac piankowy:

- przeznaczenie: średnie ryzyko odleżyn,
- ważne: przystosowany do łóżek z regulowanym stelażem!
- wkład z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m³
- specjalna konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie boków, zapewnia cyrkulację powietrza oraz równomierne rozłożenie nacisku na ciało pacjenta,
- strony materaca zróżnicowane pod względem twardości,
- pokrowiec na zamek błyskawiczny (wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego paraprzepuszczalnego materiału),
- temperatura czyszczenia na mokro: 95°C, temperatura czyszczenia i prasowania na sucho: 150°C,

Dostępne rozmiary:

szerokość [cm]:	80	90	110	120
długość[cm]:	190	200	200	200
wysokość[cm]:	12	12	12	12

Informacje:

Model:

Typ materaca: Piankowy

Wysokość: 12 cm

Materiał wykonania: Poliuretan (PU)

Wymiary: 200 x 110 cm

Wymiary: 200 x 120 cm

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 190 x 80 cm

Gęstość: 25 kg/m³

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do II stopnia

Materace (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 12 cm,
200 x 120 x 12 cm, 200 x 110 x 12 cm, 190 x 80
x 12 cm