

Galaxy Jupiter S3.F4, 3-sekcyjny stół rehabilitacyjny



Opis produktu:

Galaxy Jupiter S3.F4 to stacjonarny stół rehabilitacyjny, zaprojektowany z myślą o codziennych wyzwaniach terapii manualnej i fizykoterapii. Sprawdzi się w gabinetach rehabilitacji, klinikach i ośrodkach medycznych.

Kluczowe zalety stołu Galaxy Jupiter S3.F4:

- **Mobilny system jezdny** z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i centralnym mechanizmem blokowania.
- **Personal Authorization System** - innowacyjne zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.
- **Trójsekcyjna budowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu** (system Hallotronic®) gwarantujący cichą pracę.
- Precyzyjna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$) z **ergonomicznym otworem na twarz** i zaślepką.
- Sekcja nożna z **podwójnym systemem sprężyn gazowych** (0° do $+90^{\circ}$).

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S3.F4

Galaxy Jupiter S3.F4 to zaawansowany trójsekccyjny **stół rehabilitacyjny**, wyposażony w innowacyjny system jezdny z **4 unoszonymi kołami kierunkowymi** i **centralnym mechanizmem blokowania**, zapewnia wygodne przemieszczanie między gabinetami przy zachowaniu pełnej **stabilności podczas zabiegów**.

Precyzyjna regulacja dla maksymalnego komfortu

Stół do masażu oferuje zaawansowaną regulację zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$) z ergonomicznym otworem na twarz i praktyczną zaślepką. Sekcja nożna regulowana dwoma sprężynami gazowymi (0° do $+90^{\circ}$) z obustronnym dostępem do **uchwyty blokady położenia** zapewnia wygodę terapeutcie podczas pracy z pacjentem.

Wysoka jakość wykonania

Dwuwarstwowa, wytrzymała tapicerka dostępna w **14 kolorach** pozwala dopasować stół do wystroju każdego gabinetu. Solidna, **malowana proszkowo stalowa rama o konstrukcji nożycowej** gwarantuje stabilność i trwałość. Specjalny łącznik z tapicerki elegancko maskuje przerwy między sekcjami.

Cechy charakterystyczne

3-sekccyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do $+90^{\circ}$),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 64 lub 80 cm,

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Jupiter S3.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Jupiter S3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

STÓ? REHABILITACYJNY

Galaxy Jupiter S3.F4 znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Galaxy Jupiter S3 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego trójsekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówka (-70° do +40°) oraz sekcji nożnej (0° do +90°) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Jupiter S3 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą

dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stołu w opcję Limfa z oddzielnymi oparciami na kończyny górne sprawia, że jest idealny do pracy z pacjentami po mastektomii oraz do przeprowadzania manualnego drenażu limfatycznego.

Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Jupiter S3 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwi terapeucie przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu JupiterS3.F4

Informacje:

Szerokość: 64 cm
 Długość: 205 cm
 Masa: 115 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
 Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 90°
 Linia: Galaxy
 Liczba sekcji: 3
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 200 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Tak
 PAS: Tak
 Hallotronic: Tak
 Smart4Arms: Nie
 Grubość tapicerki: 40 mm

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange
 Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm
 Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm
 Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)