


Materac Hyper Foam Plus

Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**, dostosowany do łóżek firmy Reha-Bed, przeciwdziała powstawaniu odleżyn. **Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.**



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac piankowy:

- przeznaczenie: do III stopnia odleżyn,
- wykonany z wysokoelastycznej pianki,
- grubość: 14 cm,
- 2-warstwowy – każda warstwa pianki cechuje się inną gęstością, co korzystanie wpływa na kręgosłup osoby leżącej,
- kanały napowietrzające zapewniające właściwą cyrkulację powietrza, co w codziennym użytkowaniu zwiększa komfort i stanowi ważny element w funkcji przeciwoleżynowej,
- odpowiedni dla osób o wadze 20-140 kg,
- pokrowiec PU-tex,
- 3 lata gwarancji,

Dostępne rozmiary:

szerokość [cm]:	90	80	110	120	80
długość [cm]:	200	190	200	200	200
wysokość [cm]:	14	14	14	14	14

ŚĆ[c					
m]:					

Istnieje możliwość zamówienia materaca na wymiar, czas realizacji oraz koszt - ustalany indywidualnie.

Informacje:

Typ materaca: Piankowy
Wysokość: 12 cm
Wysokość: 14 cm
Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
Pokrowiec: PU
Wymiary: 200 x 110 cm
Wymiary: 200 x 120 cm
Wymiary: 200 x 90 cm
Wymiary: 190 x 80 cm
Wymiary: 200 x 80 cm
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do II stopnia
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III stopnia
Waga pacjenta: 20-140 kg

Model:

Materace (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 14 cm,
190 x 80 x 14 cm