


## Materac Hyper Foam 2

### Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**, przystosowany do łóżek firmy Reha-Bed

**Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.**



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Materac piankowy:

- przeznaczenie: do IV stopnia odleżyn,
- wykonany z wysokoelastycznej pianki,
- grubość: 15 cm,
- 3-warstwowy – każda warstwa pianki cechuje się inną gęstością, co korzystnie wpływa na kręgosłup osoby leżącej,
- kanały napowietrzające zapewniające właściwą cyrkulację powietrza, co w codziennym użytkowaniu zwiększa komfort i stanowi ważny element w funkcji przeciwoleżynowej,
- odpowiedni dla osób o wadze 20-150 kg,
- pokrowiec PU - zdejmowalny, z możliwością czyszczenia w Autoclawie (do 95°C), odporny na dezynfekcję,
- 5 lat gwarancji,

#### Dostępne rozmiary:

|                 |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| szerokość [cm]: | 80  | 90  | 110 | 80  | 120 |
| długość[cm]:    | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| wysokość[cm]:   | 15  | 15  | 15  | 15  | 14  |

## Informacje:

Typ materaca: Piankowy

Wysokość: 14 cm

Wysokość: 15 cm

Materiał wykonania: Poliuretan (PU)

Pokrowiec: PU

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 190 x 80 cm

Wymiary: 200 x 80 cm

Wymiary: 200 x 110 cm

Wymiary: 200 x 120 cm

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga pacjenta: 101-150 kg

Waga pacjenta: 20-150 kg

## Model:

Materace (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm,  
190 x 80 x 15 cm, 200 x 110 x 15 cm, 200 x 120  
x 15 cm