


Materac MAXX 250

Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**, dostosowany do łóżek firmy Reha-Bed.

Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac MAXX 250

- przeznaczenie: wysokie ryzyko odleżyn, do IV stopnia
- wykonany z wysokoelastycznej pianki HR firmy Ottobock,
- grubość: 18 cm,
- 3-warstwowy – każda warstwa pianki cechuje się inną gęstością, co korzystanie wpływa na kręgosłup osoby leżącej,
- kanały napowietrzające zapewniające właściwą cyrkulację powietrza, co w codziennym użytkowaniu zwiększa komfort i stanowi ważny element w funkcji przeciwoleżynowej,
- odpowiedni dla osób o wadze 40-250 kg,
- pokrowiec PU,
- 5 lat gwarancji,

Informacje:

Typ materaca: Piankowy

Wysokość: 18 cm

Materiał wykonania: Poliuretan (PU)

Pokrowiec: PU

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga pacjenta: Powyżej 200 kg

Model:

Materace (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 18 cm, 200 x 110 x 18 cm, 200 x 120 x 18 cm

Waga pacjenta: 40-250 kg