


Materac Hyper Air Hybrid

Opis produktu:

Materac firmy **Reha-Bed**, dostosowany do łóżek firmy Reha-Bed, przeciwdziała powstawaniu odleżyn. **Towar dostępny na indywidualne zamówienie, termin realizacji potwierdzony zostanie w mailu.**



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Materac Hyper Air Hybrid:

- przeznaczenie: wysokie ryzyko odleżyn, do IV stopnia wg klasyfikacji EPUAP,
- wykorzystywany w terapii bólu,
- strefowa budowa,
- warstwa z systemem komórek powietrznych oraz chłodząca warstwa w systemie GelTOUCH,
- odpowiedni dla osób o wadze do 250 kg,
- 5 lat gwarancji,
- wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]: 90 x 200 x 16

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy

Wysokość: 16 cm

Wymiary: 200 x 90 cm

Wymiary: 90 x 200 x 16 cm

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga pacjenta: Powyżej 200 kg

Waga pacjenta: do 250 kg

Model: