

Archimedes - podnośnik wannowy



Opis produktu:

Podnośnik wannowy **Archimedes** to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie wejść i wyjść z wanny. Umożliwia osobom starszym oraz niepełnosprawnym kąpiele, które mogą zredukować ból i poprawić ich ogólne samopoczucie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik wannowy - Archimedes

- zasilany bateryjnie, wodoodporny pilot,
- podnośnik został tak skonstruowany, aby nie było możliwości opuszczenia użytkownika do wanny, jeżeli bateria nie jest wystarczająco naładowana,
- łatwa w czyszczeniu stalowa podstawa,
- unikatowe 4-kierunkowe przyssawki sprawiają, że podnośnik jest łatwy do wyjęcia bez przeciążania pleców,
- system przeciw uszczypnięciu skóry użytkownika przy opuszczaniu/podnoszeniu,
- niewielka waga.

Informacje:

Maksymalny udźwig: 165 kg
Szerokość siedziska: 39,5 cm
Zastosowanie: kąpiel

Model:

Zastosowanie: wanna

Typ produktu: Podnośnik

Kategoria produktu: Podnośniki dla
niepełnosprawnych

Rodzaj konstrukcji: wannowy

Masa mechanizmu: 2 kg

Masa podstawy: 2,8 kg

Masa siedziska z oparciem: 5,2 kg

Długość siedziska: 44,5 cm

Wysokość siedziska minimalna: 8 cm

Wysokość siedziska maksymalna: 45 cm