

Wózek inwalidzki specjalny V300 30° Komfort



Opis produktu:

Aluminiowy wózek specjalny ze stabilizacją pleców i głowy z odchylanym oparciem. Wózek jest przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki specjalny V300 30° Komfort

V300 30° KOMFORT to nowoczesny wózek ze stabilizacją głowy i pleców wykonany z wysokiej jakości aluminium. Dzięki tapicerce typu Kontur sprzęt oferuje komfort osobie siedzącej na najwyższym poziomie. Głębokie wyprofilowania boczne oparcia stabilizują tułów. Wyprofilowania siedziska zabezpieczają miednicę przed wychyleniami. Zagłówek typu ORTHO doskonale podpira i stabilizuje głowę. Opcjonalne zastosowanie pasów NEOFLEX~ zapewnią prawidłową postawę siedzącą. Wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach oraz z SM.

Kolor tapicerki - czarny, kolor ramy - szary

Cechy produktu:

- Koła tylne wypinane na szybkozłączki,
- adapter koła tylnego umożliwia ustawienie innego kąta siedzenia np. dla osób spastycznych, po porażeniach czterokończynowych,
- koła tylne w adapterze umożliwiającym zmianę środka ciężkości,
- wyprofilowana tapicerka PU SOFT - L34L35,
- specjalne zaczepy mocujące oparcie do ramy wózka umożliwiają przesuwanie oparcia w pionie i poziomie. Można w ten sposób podwyższyć oparcie lub zwiększyć głębokość siedzenia,
- zagłówek ortopedyczny 3D - L58,
- regulowane podnóżki z podparciem pod łydki - BZ7 ORTHO,
- podłokietniki z regulacją wysokości - B05,
- płyta podnóżka ze zmiennym kątem nachylenia,

- 3 wysokości siedziska od podłoża,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska,
- widelec ze zmiennym kątem.

Podnózek regulowany z podparciem pod łydki typu ORTHO charakteryzuje się tym, że można nie tylko ustawić inny kąt ale także można dokładnie wyregulować pozycje ułożenia poszczególnych podparć, które są bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłową postawę osoby siedzącej w wózku jak i jej prawidłową stabilizację:

- podparcie łydki regulowane na głębokość oraz wysokość,
- podparcie stopy regulowane na wysokość jak również ustawialny kąt podparcia stopy.

V300 30 KOMFORT pomimo tego, że wygląda na duży i nieporęczny jeżeli chodzi o składanie i transport w bagażniku to można go złożyć w dwie minuty. Dzięki unikatowemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu wózek składa się do bardzo minimalnych rozmiarów i można go przewozić nawet w małym bagażniku.

Produkt refundowany przez NFZ, kod refundacji: NFZ: P.130-NFZ.

Informacje:

Model: