



Balkonik dla seniora typu "ambonka" 268

Opis produktu:

Balkonik dla seniora typu ambonka to wygodne narzędzie rehabilitacyjne dla pacjentów. Idealnie sprawdza się do pionizacji pacjentów, nauki chodu oraz u pacjentów, którzy nie mogą posługiwać się kulami.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Balkonik dla seniora typu "ambonka" 268 - cechy charakterystyczne:

- solidna, stalowa konstrukcja,
- miękki, tapicerowany stolik z wycięciem,
- 4 koła,
- tylne koła w możliwością zablokowania,
- składany.

Dane techniczne:

Szerokość [mm]:	540
Wysokość [mm]:	1220-1670
Długość [mm]:	730
Masa [kg]:	13
Maksymalne obciążenie [kg]:	100

Informacje:

Model: