

## Galaxy Saturn P3 - stół do masażu leczniczego i rehabilitacji - P3.F4



### Opis produktu:

Trzyczęściowy **stół do masażu i rehabilitacji** przeznaczony dla osób ceniących wygodę i komfort pracy. Wyróżnia się stabilną konstrukcją, elektrycznie sterowaną funkcją Pivota, regulacją poszczególnych elementów za pomocą gazowych sprężyn. **Używany** i polecany przez profesjonalistów. **Saturn P3.F4** posiada **4 kółka kierunkowe** z centralnym mechanizmem blokowania oraz **4 antypoślizgowe stopki**.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Galaxy Saturn P3 - stół do masażu leczniczego i rehabilitacji - P3.F4**

**Najbardziej funkcjonalny stół do masażu**, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

## Cechy charakterystyczne:

- regulowany w zakresie  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$  zagłówek (regulacja sprężyną gazową),
- otwór na twarz w zagłówku, z zaślepką w zestawie,
- elektrycznie sterowana funkcja Pivota,
- rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- atestowana tapicerka wykonana z niepalnych, odpornych na uszkodzenia materiałów, wiele opcji kolorystycznych,
- stabilna rama stołu malowana proszkowo,
- możliwość przypięcia pasów do stabilizacji (uchwyty po obu stronach stołu),
- cztery unoszone kółka transportowe i cztery stopki ułatwiają transport i ustawianie stołu,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.

## Hydrauliczna regulacja wysokości

W opcji z hydrauliczną regulacją wysokości stół jest wyposażony w hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska. ( Tylko dla stołów z funkcją Pivota )

W tej opcji stół nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

## Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

## Dane techniczne

<b>Długość [cm]:</b>	205
<b>Wysokość [cm]:</b>	52-103
<b>Szerokość [cm]:</b>	64
<b>Waga [kg]:</b>	93/105
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	200

### Informacje:

Ilość sekcji: 3  
 Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy  
 Regulacja wysokości: hydrauliczna  
 Funkcja Pivot: Tak  
 System jezdny: 4 kółka  
 Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

### Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium  
 Regulacja wysokości GALAXY: Elektryczna regulacja, Hydrauliczna regulacja  
 Szerokość leżyska Galaxy i Terapeuta: Standard, 80 cm