

Galaxy Saturn P3 - stół do masażu leczniczego i rehabilitacji - P3.F4



Opis produktu:

Trzyczęściowy **stół do masażu i rehabilitacji** przeznaczony dla osób ceniących wygodę i komfort pracy. Wyróżnia się stabilną konstrukcją, elektrycznie sterowaną funkcją Pivota, regulacją poszczególnych elementów za pomocą gazowych sprężyn. **Używany** i polecany przez profesjonalistów. **Saturn P3.F4** posiada **4 kółka kierunkowe** z centralnym mechanizmem blokowania oraz **4 antypoślizgowe stopki**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Galaxy Saturn P3 - stół do masażu leczniczego i rehabilitacji - P3.F4

Najbardziej funkcjonalny stół do masażu, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

Cechy charakterystyczne:

- regulowany w zakresie -70° do $+40^{\circ}$ zagłówek (regulacja sprężyną gazową),
- otwór na twarz w zagłówku, z zaślepką w zestawie,
- elektrycznie sterowana funkcja Pivota,
- rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- atestowana tapicerka wykonana z niepalnych, odpornych na uszkodzenia materiałów, wiele opcji kolorystycznych,
- stabilna rama stołu malowana proszkowo,
- możliwość przypięcia pasów do stabilizacji (uchwyty po obu stronach stołu),
- cztery unoszone kółka transportowe i cztery stopki ułatwiają transport i ustawianie stołu,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.

Hydrauliczna regulacja wysokości

W opcji z hydrauliczną regulacją wysokości stół jest wyposażony w hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska. (Tylko dla stołów z funkcją Pivota)

W tej opcji stół nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

Informacje:

Szerokość: 64 cm
Długość: 205 cm
Masa: 115 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -70 - +40°
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - 30°
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 - 90°
Linia: Galaxy
Liczba sekcji: 3
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 52 - 103 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)
Grubość tapicerki: 40 mm

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium
Regulacja wysokości GALAXY: Elektryczna regulacja, Hydrauliczna regulacja
Szerokość leżyska Galaxy i Terapeuta: Standard, 80 cm