




Hantle winylowe Tiguar BOX 0,5 - 5 kg

Opis produktu:

Winyłowe hantle tiguar są uwielbiane przez klientów klubów fitness i użytkowników domowych, którzy cenią je za jakość wykonania, trwałość i fitnessowy design. **Ćwiczenia z wykorzystaniem hantli** winylowych to często element zajęć fitness oraz element treningu ogólnorozwojowego, poprawiający siłę i wytrzymałość.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Tiguar hantle winylowe BOX

Winyłowe hantle tigrar są uwielbiane przez klientów klubów fitness i użytkowników domowych, którzy cenią je za jakość wykonania, trwałość i fitnessowy design.

Hantle winylowe dostępne od wagi 0,5 kg do 5 kg pozwalają „oswoić się” z treningiem z wykorzystaniem hantli każdej, nawet najbardziej niedoświadczonej i czującej się niepewnie w ćwiczeniach z obciążeniami osobie sprawiając, że nabiera się apetytu na trening!

Wielowymiarowe korzyści treningu z hantlami winylowymi

Ćwiczenia z wykorzystaniem **hantli winylowych** to często element zajęć fitness oraz element treningu ogólnorozwojowego, poprawiający siłę i wytrzymałość. Pozwala wzmocnić mięśnie, wysmuklić ciało i przygotować je do kolejnych wyzwań treningowych. Ćwiczenia z hantlami o niższych wagach są pomocne w opanowaniu poprawnej techniki oraz w budowaniu ogólnej sprawności.

Tymczasem hantle to sprzęt wciąż jeszcze głównie kojarzony z treningiem kulturystycznym i budowaniem masy mięśniowej, a tym samym – często szerokim łukiem omijany zwłaszcza przez kobiety, które boją się przyrostu masy mięśniowej lub tego, że nie będą potrafiły z nimi ćwiczyć. Dlatego **hantle winylowe** o niższych wagach i przyjaznym designie pomagają w przełamaniu tych obaw i w przekonaniu, że trening z wykorzystaniem **hantli winylowych** przynosi wielopłaszczyznowe korzyści dla zdrowia, kondycji i sylwetki ćwiczących, a przy tym – wcale nie jest trudny!

Jakość i wygoda hantli winylowych Tigrar

Hantle winylowe tigrar zostały stworzone z myślą o wykorzystaniu ich w **klubach fitness** – dlatego, aby móc sprostać codziennemu, wielogodzinnemu użytkowaniu, ich jakość i trwałość są tak wysokie! Z tej jakości korzystają także osoby ćwiczące w domu chcące wyposażać swoją domową siłownię w sprawdzony sprzęt z najwyższej półki.

Ergonomiczna budowa i dostosowanie średnicy rączki do chwytu sprawiają, że trening z nimi jest bardzo wygodny, a dzięki antypoślizgowej powierzchni – bezpieczny.

W klubie fitness winylowe hantle tigrar o wyjątkowej kolorystyce nowocześnie i estetycznie wyglądają na stojaku tigrar smart lub tigrar brave, nadając charakteru i porządkując przestrzeń na sali fitness lub siłowni.

Ceny hantli winylowych na naszej stronie dotyczą kompletu 2 szt.

Zastosowanie

- trening wzmacniający
- modelowanie sylwetki
- trening mobilizujący
- rozgrzewka
- hantle o małych wagach wykorzystywane są także w rehabilitacji

Cechy charakterystyczne

- wysoka jakość
- ergonomiczny kształt
- brak ostrych krawędzi
- antypoślizgowa powierzchnia

- wyjątkowa kolorystyka
- sprzedawane w komplecie 2 szt. w ładnym kartonowym pudełku

Informacje:

Kategoria: Hantle i ciężarki

Model:

Tiguar Hantle, Kettlebells i piłka lekarska: Hantle winylowe Tiguar BOX 0,5 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 1 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 1,5 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 2 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 3 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 4 kg, Hantle winylowe Tiguar BOX 5 kg