

Filtr fulerenowy do Biopton Medall

Opis produktu:

Lampa biopton w połączeniu z filtrem fulerenem emituje lecznicze światło hiper spolaryzowane, światło to jest wchłaniane o 30% głębiej i szybciej od normalnego zabiegu bez filtra. Proces ten doprowadza organizm do stanu homeostazy, czyli uzyskania względnej równowagi organizmu



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Filtr fulerenowy do Biopton Medall

Filtr fulerenowy skraca czas naświetlania oraz sprzyja przyniesieniu lepszych efektów w krótszym czasie. Wnikając w nasz organizm, wywołuje reakcje biochemiczne, które wpływają na funkcjonowanie różnych układów narządów. Przyspiesza między innymi działanie:

- przeciwbólowe - szybko przywraca ulgę, bez skutków ubocznych
- przeciwzapalne
- strukturyzuje wodę w organizmie (układu cząsteczki wody, która lepiej przenika i lepiej przewodzi)
- stymuluje KLATRYNY - białka w centralnym układzie nerwowym (stymuluje pamięć, koncentrację oraz sprawność intelektualną)
- odbudowa układu immunologicznego - mobilizuje organizm do walki z infekcjami oraz poprawia odporność
- pobudza i zwiększa syntezę kolagenu i elastyny
- gojenie i regeneracja ran (pourazowych, pooperacyjnych, cukrzycowych, miażdżycowych, owrzodzeń) BEZ BLIZN

Informacje:

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:
Filtry
Kategoria: Światłoterapia

Model: