



Kamera ENDOCAM Logic HD typ 5525 (system Full-HD)

Opis produktu:

Jest zaawansowanym logicznie **systemem kamer** istniejącym w ofercie firmy **Richard Wolf**. Zajmuje wiodącą pozycję na rynku **kamer endoskopowych**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System **ENDOCAM Logic HD** jest zaawansowanym technologicznie systemem kamer istniejącym w ofercie firmy Richard Wolf.

Najważniejsze cechy wyróżniające kamerę ENDOCAM Logic HD to:

- Rozdzielczość Full HD
- Automatyczna kontrola światła poprzez funkcję Dialog
- Wyświetlanie parametrów kamery na monitorze endoskopowym
- Sterowanie poprzez ekran dotykowy
- Wiele wstępnych nastaw do różnych aplikacji

- Programowalne klawisze na główce
- Różne długości kabla – 3, 5 lub 8 metrów

Kamera ENDOCAM Logic HD może zostać współpracować ze zintegrowanym systemem sal operacyjnych core

Wszystkie istotne parametry interaktywnych jednostek podłączonych do siebie są wyświetlane na monitorze. Funkcja Dialog systemu Logic HD pozwala na automatyczne sterowanie źródłem światła za pomocą kamery. Użytkownik nie musi już zatem wprowadzać dodatkowych ustawień.

Logic HD zawiera wiele profili aplikacyjnych, które zostały przetestowane w warunkach klinicznych. Oznacza to, że nowy system jest dostosowany do każdej sytuacji występującej na Sali operacyjnej. Nawigacja z wykorzystaniem menu jest bardzo prosta.

W zależności od wersji kontroler kamery Logic HD wyposażony jest w:

- Podłączenie do systemu sal zintegrowanych CORE
- Wyjścia HDMI
- Wyjścia/wejścia analogowe
- Moduł PiP
- Wyjścia 3G-SDI

Różne typy główek kamer pozwalają użytkownikowi dobrać odpowiednią wersję zależnie od zastosowania i swoich przyzwyczajeń. Do wyboru są:

- Główka 3 chipowa
- Główka 1 chipowa
- Główka kątowna

Informacje:

Model: