

## Filtr fulerenowy do lampy Biopton Pro 1

### Opis produktu:



Lampa biopton w połączeniu z filtrem fulerenem emituje lecznicze światło hiper spolaryzowane, światło to jest wchłaniane o 30% głębiej i szybciej od normalnego zabiegu bez filtra. Proces ten doprowadza organizm do stanu homeostazy, czyli uzyskania względnej równowagi organizmu

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Filtr fulerenowy do lampy Biopton Pro 1

**Filtr fulerenowy** skraca czas naświetlania oraz sprzyja przyniesieniu lepszych efektów w krótszym czasie. Wnikając w nasz organizm, wywołuje reakcje biochemiczne, które wpływają na funkcjonowanie różnych układów narządów. Przyspiesza między innymi działanie:

- przeciwbólowe - szybko przywraca ulgę, bez skutków ubocznych
- przeciwzapalne
- strukturyzuje wodę w organizmie (układu cząsteczki wody, która lepiej przenika i lepiej przewodzi)
- stymuluje KLATRYNY - białka w centralnym układzie nerwowym (stymuluje pamięć, koncentrację oraz sprawność intelektualną)
- odbudowa układu immunologicznego - mobilizuje organizm do walki z infekcjami oraz poprawia odporność
- pobudza i zwiększa syntezę kolagenu i elastyny
- gojenie i regeneracja ran (pourazowych, pooperacyjnych, cukrzycowych, miażdżycowych, owrzodzeń) BEZ BLIZN

**Informacje:**

**Model:**