

Mankiety do Cold Recovery

Opis produktu:

Dostępne mankiety do Cold Recovery:

- Staw kolanowy
- Bark/Ramię
- Stopa/staw skokowy
- Uniwersalny
- Odcinek lędźwiowy/plecy
- Kończyna dolna



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne mankiety do Cold Recovery:

Kończyna dolna

Dłoń

Staw kolanowy pełny

Stopa/staw skokowy

Staw kolanowy

Uniwersalny

Odcinek lędźwiowy/Plecy

Bark/Ramię

Ważna informacja:

Mankiet na kolano pełny oraz mankiet na dłoń objęte są podatkiem 23% VAT.

Informacje:

Kategoria: Terapia zimnem i kompresją

Model:

Mankiety do Cold Recovery: Staw kolanowy, Bark/Ramię, Stopa/staw skokowy, Uniwersalny, Odcinek lędźwiowy/Plecy, Kończyna dolna