

Elektroniczna waga medyczna niemowlęca SECA 336



Opis produktu:

Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Waga niemowlęca Seca 336 - wysoka jakość i intuicyjne użytkowanie

Seca 336 to elektroniczna waga niemowlęca przygotowana do pracy w gabinetach pediatrycznych. Rozmiar cyfr w wyniku mierzenia na podświetlanym **wyświetlaczu LCD** to aż **20 mm**. Wyświetlacz jest wbudowany w obudowę wagi, a powierzchnie wykonane są z tworzywa sztucznego **ABS**, co ułatwia utrzymanie ich w czystości.

Waga **Seca 336** to niskie zużycie energii - na jednym zestawie baterii można wykonać **10 000** cykli ważenia. Dodatkowo opcje takie, jak **TARA**, czy **HOLD** ułatwiają ważenie małych dzieci.

Elektroniczna waga niemowlęca Seca 336:

- wbudowany wyświetlacz,
- uchwyt po stronie wyświetlacza (do przenoszenia wagi),
- Powierzchnie z tworzywa sztucznego **ABS** - łatwość utrzymania czystości,
- funkcja **HOLD** - możliwość zajęcia się dzieckiem w pierwszej kolejności, późniejsze notowanie ważenia,
- funkcja **TARA** - pomiar ciała bez względu na pieluchy, podkładki, itp.,
- Małe zużycie prądu - 10 000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii,
- wysokiej klasy technologia ważenia seca z **dokładną podziałką 5 g**.

Dane techniczne:

Klasa dokładności:	III
Nośność [kg]:	20

Podziałka	5 g 10 kg > 10 g
Zakres TARA	20 kg
Zasilanie:	baterie (6 baterii typu R6), zasilacz (opcjonalnie)
Wymiary (SxWxG) [mm]:	650 x 110 x 308
Wymiary powierzchni ważącej (SxWxG) [mm]:	645 x 40 x 290
Waga netto [kg]:	3,7
Funkcje:	automatyczne wyłączanie, amortyzacja, TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze

Rodzaj wagi: Pediatryczna

Rodzaj wagi: Elektroniczna

Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna

Rodzaj wagi: Wzrostomierz

Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa

Model:

Seca akcesoria: -, Analogowy wzrostomierz (seca 232 n), Cyfrowy wzrostomierz (seca 234)