

Aparat do ultradźwięków Pulson 200

Opis produktu:

Pulson 200 to uniwersalny **przenośny aparat do terapii ultradźwiękami** 1/3 MHz (1 MHz - do głębiej położonych tkanek, 3 MHz - do powierzchniowych uszkodzeń).



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do ultradźwięków Pulson 200

Pulson 200 to uniwersalny przenośny aparat do terapii ultradźwiękami 1/3 MHz (1 MHz - do głębiej położonych tkanek, 3 MHz - do powierzchniowych uszkodzeń).

Cechy charakterystyczne:

- tryb pracy: stały lub pulsacyjny,
- aparat współpracujący z dwoma wymiennymi głowicami 2-częstotliwościowymi 1 i 3 MHz,
- głowica 4 cm² dostarczana w osprzęcie podstawowym,

- głowica 1 cm² dostępna opcjonalnie,
- cykl pracy: 10-20-30-40-50-100%,
- wodoodporne głowice,
- wbudowany czasomierz z sygnałem akustycznym, kontrolowany mikroprocesorowo, automatycznie przerywający emisję ultradźwięków po upływie wyznaczonego czasu,
- kontrola kontaktu z ciałem pacjenta - brak kontaktu sygnalizowany akustycznie i wizualnie,
- automatyczna przerwa emisji ultradźwięków,
- programy (diagnostyczny, terapii),
- wybór terapii poprzez ustawianie celu lub wskazania,
- dotykowy wyświetlacz,
- programy własne użytkownika,
- dostępne 2 wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Dane techniczne:

Fala ciągła:	0 do 3 W/cm ²
Fala pulsacyjna:	0 do 3 W/cm ²
Wypełnienie (impuls / czas spoczynku):	1/9 ms, 2/8 ms, 3/7 ms ,4/6 ms, 5/5 ms
Cykl pracy:	10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 100 %
Czas:- poniżej 1 min.ustawiany co 1 s,- powyżej 1 min.ustawiany co 1 min.	0 do 30 minut
Wymiary:	10 x 26,6 x 27,5 cm
Waga:	3,65 kg

Informacje:

Opcje produktu: