

Seca 234 - cyfrowy teleskopowy wzrostomierz do wag niemowlęcych

Opis produktu:

Teleskopowy wzrostomierz do wagi seca 234.

Seca 234 to **cyfrowy wzrostomierz** z wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp oraz wyświetlaczem LCD do wag niemowlęcych, kompatybilny wyłącznie z wagą Seca 336.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cechy produktu:

- Łatwy montaż i czytelny wyświetlacz,
- Wbudowany pozycjoner głowy i stóp,
- Pomiar i ważenie wykonywane w jednym momencie,
- Wyświetlacz LCD.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru w [cm]:	35 - 80
Podziałka:	1 mm
Waga netto [kg]:	1,2
CE	CE 0123

Informacje:

Rodzaj wagi: Pediatria
Rodzaj wagi: Elektroniczna
Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna
Rodzaj wagi: Wzrostomierz
Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa

Model: