

Waga platformowa i bariatryczna SECA 635



Opis produktu:

Seca 635 to elektroniczna waga wielofunkcyjna z dużym podestem przeznaczona głównie dla otyłych pacjentów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Seca 635 - waga platformowa i bariatryczna

Wyposażona w wyjątkowo nisko zawieszoną, **łatwą do wejścia platformę** o wysokości **55 mm**. **Seca 635** to wielofunkcyjna waga o dużej nośności zapewnia z jednej strony staranne i bezpieczne ważenie, z drugiej wygodę w ważeniu szczególnie ciężkich pacjentów.

Obszerna platforma wagi wykonana jest z materiału antypoślizgowego (rozmiar 56 x 56 cm). Dzięki funkcji **pre-TARA** można postawić na niej krzesło, co nie zaburza pomiaru. Przewodowy wyświetlacz **LCD** może zostać zamontowany (np. na ścianie). Waga jest wyposażona również w system obliczający **Body Mass Index (BMI)**.

Seca 635

- Dopuszczalne obciążenie - **300 kg**,
- Szczególnie niska, antypoślizgowa, przestronna platforma,
- Wysoka nośność,
- Bezprzewodowa funkcja przekazywania wyników pomiaru do systemu bazy danych szpitala **HIS** po uprzedniej konfiguracji
- Funkcja **Body Mass Index (BMI)**.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	300
Podziałka:	100 g 200 kg > 200 g

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]:	640 x 45 x 600
Platforma (szer. x wys. x gł.) [mm]:	560 x 55 x 560
Masa [kg]:	14,4
Zasilanie:	Zasilacz (opcjonalnie) / bateria
Funkcje:	Automatyczne wyłączanie, Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, BMI, regulowana amortyzacja, automatyczne wyłączanie
Klasa dokładności:	III

Informacje:

Rodzaj wagi: Elektroniczna

Rodzaj wagi: Platformowa

Model:

Seca akcesoria: -