



Kula łokciowa Stephanie

Opis produktu:

Kule łokciowe Stephanie to profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Niezbędne przy wszelkich złamaniach kończyn dolnych, w trakcie rehabilitacji, a także do utrzymania prawidłowej równowagi ciała. Skutecznie odciąża chorą nogę, ułatwiając poruszanie się zarówno w domu i na dworze. Kula łokciowa Stephanie to klasyczny model, chętnie wybierany przez osoby w każdym wieku.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kula łokciowa Stephanie

Kule łokciowe Stephanie zostały wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium, dzięki czemu nie obciążają dodatkowo kończyn górnych. Dla komfortu użytkowania, uchwyt o ergonomicznym kształcie został zaopatrzony w widoczny odblask, umożliwiając bezpieczne poruszanie się po słabo oświetlonych drogach. Kula łokciowa Stephanie przystosowana jest dla osób, które mają problemy z poruszaniem. Produkt można regulować pod indywidualny wzrost użytkownika. Dodatkowo, kula inwalidzka posiada nasadkę antypoślizgową, która zabezpiecza pacjenta przed upadkiem.

Wysokość:	745 - 975 mm
Waga:	0,55 kg
Max waga użytkownika:	130 kg
Dodatkowe funkcje:	odblask, regulacja wysokości, nasadka antypoślizgowa

Informacje:

Wysokość: 745-975 mm

Dopuszczalne obciążenie: 130 kg

Model:

kule inwalidzkie - ilość: sztuka