

Stół do terapii manualnej chiropraktyki i osteopatii - ChiroSPACE



Opis produktu:

Stół do terapii manualnej, chiropraktyki i osteopatii - ChiroSPACE to zaawansowany stół do terapii manualnych, takich jak chiropraktyka lub osteopatia. Dzięki ergonomicznej konstrukcji blatu, z szerokim zakresem bocznej rotacji sekcji nożnej, fizjoterapeuta może ustawić wstępną korektę kręgosłupa pacjenta, pracować na tkankach miękkich bądź też wykonywać dowolne zabiegi manualne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ChiroSPACE - zaawansowany stół do chiropraktyki

ChiroSPACE to 6-sekcyjny stół do rehabilitacji służący głównie do terapii manualnych, takich jak chiropraktyka lub osteopatia.

Stół do chiropraktyki ChiroSPACE jest wielofunkcyjnym urządzeniem, który bez wątpienia zyska aprobatę każdego terapeuty.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji blatu, z **szerokim zakresem bocznego ruchu sekcji nożnej**, fizjoterapeuta może ustawić ciało pacjenta w odpowiedniej pozycji wyjściowej, pracować na tkankach miękkich bądź też wykonywać dowolne zabiegi manualne.

ChiroSPACE - cechy charakterystyczne:

- 6-sekcyjny stół do terapii manualnych,
- 2 możliwości regulacji zagłówka: od -35° do $+25^{\circ}$ za pomocą sprężyny gazowej i dodatkowa regulacja od 0° do $+18^{\circ}$ (w przeciwnym kierunku) za pomocą drugiej sprężyny gazowej,
- rotacyjnie regulowane podłokietniki,
- regulowana sekcja nożna w zakresie od -25° do 0° ,
- regulowana sekcja nożna (ruch boczny w zakresie od -9° do 9°),
- regulacja wysokości stołu za pomocą pedału nożnego,
- przesunięcie podparcia stóp: 0-19 cm (podparcie stóp można całkowicie usunąć ze stołu),
- technika DROP,
- dynamiczne odciążenie sekcji nożnej.

Informacje:

Szerokość: 51 cm
 Długość: 188 cm
 Masa: 135 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -35° – $+25^{\circ}$ oraz 0° – $+18^{\circ}$
 Kąt regulacji sekcji tylnej: -25° – 0°
 Liczba sekcji: 6
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 57 – 97 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 180 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Nie

Model:

Kolor tapicerki: DOL-6703 Ecrú - Premium,
 DOL-6701 White - Premium, DOL-6731 Mango - Premium,
 DOL-6713 Chocolate - Premium,
 DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium,
 DOL-6734 Quetzal - Premium,
 DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium,
 DOL-6726 Artesian - Premium,
 DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium