



Uchwyt ścienny (Wall Mount) do kardiomonitorów Lutech

Opis produktu:

Uchwyt ścienny (Wall Mount) do kardiomonitorów Lutech. Uchwyt kompatybilny z takimi urządzeniami jak:

- Kardiomonitor pacjenta Lutech 805
- Kardiomonitor pacjenta Lutech 807
- Kardiomonitor pacjenta Lutech 808

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Uchwyt ścienny (Wall Mount) do kardiomonitorów Lutech. Uchwyt kompatybilny z takimi urządzeniami jak:

- Kardiomonitor pacjenta Lutech 805
- Kardiomonitor pacjenta Lutech 807
- Kardiomonitor pacjenta Lutech 808

Informacje:

Model: