

Monitory medyczne NDS 26" Richard Wolf



Opis produktu:

Monitory dedykowane dla kamer endoskopowych firmy Richard Wolf zapewniające krystalicznie czysty obraz. Model G2 HB jako jedyny monitor na rynku oferuje funkcję High Bright która zapewnia jasność 800 cd/m^2 co czyni go świetnym rozwiązaniem dla sal zabiegowych w których panuje duże natężenie światła i nie ma możliwości zacienienia..

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wyróżniamy 3 wersje monitora 26" oferowanego przez firmę Richard Wolf:

- Model G2 - 26" Full-HD Normal Bright 400 cd/m^2
- Model G2 HB - 26" Full-HD Hight Bright 800 cd/m^2
- Model G2 HB FIBER - 26" Full-HD Hight Bright 800 cd/m^2 ze złączem światłowodowym

Wszystkie oferowane monitory posiadają standardowe przyłącze w systemie VESA 100. Każdy monitor posiada wejścia/wyjścia sygnałów HD i SD.

Cechy szczególne:

- Format prezentacji obrazu 16:9
- Wysoki kontrast
- Matryca TFT IPS
- Podświetlenie matrycy LED
- Błyskawiczny czas reakcji matrycy
- Szerokie kąty widzenia 178 stopni
- Niska waga
- Niski pobór mocy

Informacje:

Opcje produktu: