

Magnetronic MF-24 - Zestaw I

Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-24 + Aplikator AS-600K + Aplikator AS-315K + leżanka L-6 w promocyjnej cenie.**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-24 + AS-600K + AS-315K + leżanka L-6

Opis zestawu:

Magnetronic MF-24

- 5 zabiegów jednocześnie,
- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową,
- 56 gotowych programów zabiegowych,

- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

Aplikator AS-600K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

Aplikator AS-315K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **315 mm**.

Leżanka L-6

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600K lub AS-600N.

Informacje:

Model: