

Magnetronic MF-24 - Zestaw II

Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-24** + 2 x **Aplikator AS-600K** + 2 x **leżanka L-6** w promocyjnej cenie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-24 + Aplikatory 2 x AS-600K + 2 x leżanka L-6

Opis zestawu:

Dwa aparaty Magnetronic MF-24

- 5 zabiegów jednocześnie,
- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową,
- 56 gotowych programów zabiegowych,

- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

Dwa aplikatory AS-600K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

Dwie leżanki L-6

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600K lub AS-600N.

Informacje:

Model: