

Magnetronic MF-24 - Zestaw III



Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-24** +
2 x **Aplikator AS-600K** + 2 x **leżanka L-6**
Aplikator AS-315K + **Aplikator AS-200K** +
stolik **SL-6** w **promocyjnej cenie**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-24 + Aplikatory 2 x AS-600K + AS-315K + AS-200K +

2 x leżanka L-6 + Stolik SL-6

Opis zestawu:

Magnetronic MF-24

- 5 zabiegów jednocześnie,
- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową,
- 56 gotowych programów zabiegowych,
- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

Dwa aplikatory AS-600K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

Aplikator AS-315K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **315 mm**.

Aplikator AS-200K

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **200 mm**.

Dwie leżanki L-6

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600K lub AS-600N.

Stolik SL-6

Stolik montowany do leżanki L-6, na którym można postawić aparat.

Informacje:

Model: