

Magnetronic MF-24 - Zestaw IV

Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-24** + 2 x **Aplikator AS-600N** + sonda **S-3N** + 2 x leżanka **L-6** w **promocyjnej cenie**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-24 + aplikator 2 x AS-600N + sonda S-3N + 2 x leżanka L-6

Opis zestawu:

Magnetronic MF-24

- 5 zabiegów jednocześnie,
- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową,

- 56 gotowych programów zabiegowych,
- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

Dwa aplikatory AS-600N

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

Sonda S-3N

- moc całkowita [mW]: **400**
- długość fali świetlnej [nm]: **808**
- rodzaj pracy: **ciągła, impulsowa**

Dwie leżanki L-6

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600K lub AS-600N.

Informacje:

Model: