


## Magnetronic MF-12 - Zestaw IV

### Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-12** + **Aplikator AS-600N** + leżanka **L-6** w **promocyjnej cenie**.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Magnetronic MF-12 + aplikator AS-600N + AS-315N + leżanka L-6

### Opis zestawu:

#### Magnetronic MF-12

- Częstotliwość zmian pola magnetycznego: **1 - 100 Hz**,
- Zmiana indukcji pola magnetycznego: **0 - 20 mT**,
- 2 kanały magnetoterapii,
- 56 gotowych programów zabiegowych,

- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

## **Aplikator AS-600N**

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

## **Leżanka L-6**

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora **AS-600K** lub **AS-600N**.

### **Informacje:**

Magnetoterapia: Aparaty

### **Model:**