

Magnetronic MF-12 - Zestaw VI

Opis produktu:

Zestaw składający się z: **Magnetronic MF-12 + Aplikator AS-600N + AS-315N + AS-200N + leżanka L-6 w promocyjnej cenie.**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-12 + aplikator AS-600N + AS-315N + AS-200N

leżanka L-6

Opis zestawu:

Magnetronic MF-12

- Częstotliwość zmian pola magnetycznego: **1 - 100 Hz**,
- Zmiana indukcji pola magnetycznego: **0 - 20 mT**,
- 2 kanały magnetoterapii,
- 56 gotowych programów zabiegowych,
- 50 zabiegów do wpisu indywidualnego.

Aplikator AS-600N

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **600 mm**.

Aplikator AS-315N

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **315 mm**.

Aplikator AS-200N

Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu **Magnetronic**. Rozmiar **200 mm**.

Leżanka L-6

Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora **AS-600K** lub **AS-600N**.

Informacje:

Model: