



LokoStation - zrobotyzowany system do reedukacji chodu

Opis produktu:

System LokoStation przeznaczony jest do reedukacji chodu pacjenta w różnych stadiach zaawansowania terapii ruchowej. Dzięki pełnej regulacji odciążenia ciała pacjenta terapia jest prosta i skuteczna.

Kompletny system składa się z elektrycznego podnośnika pacjenta LokoStation, stacjonarnej bieżni w wersji PPS marki Woodway oraz systemu LokoHelp

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

LokoStation - zrobotyzowany system do reedukacji chodu

LokoStation - system zaprojektowany do treningu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami chodu. LokoStation wyposażony jest w funkcję statycznego oraz dynamicznego odciążenia pacjenta, który pozwala pacjentowi skupić się na terapii bez ryzyka upadku.

Dzięki systemowi LokoStation pacjent podczas terapii może wykonać znacznie większą liczbę powtórzeń, co gwarantuje jeszcze lepsze wykorzystanie neuroplastyczności układu nerwowego.

LokoStation - cechy charakterystyczne:

- statyczny system odciążenia ciała pacjenta za pomocą centralnego kołowrotka,
- dynamiczny system odciążenia ciała pacjenta za pomocą 2 kołowrotków oraz z 2 wskaźnikami wskazującymi stopień odciążenia,
- symetryczny i asymetryczny system odciążenia,
- 2-punktowy system podwieszenia,
- regulowane punkty wyciągu,
- regulacja środka ciężkości pacjenta,
- 2 regulowane siedziska dla terapeutów.

Dane techniczne LokoStation 55 / LokoStation 70

Typ odciążenia:	dynamiczne i statyczne
Podwieszenie:	2-punktowe: symetryczne i asymetryczne
Siedziska dla terapeuty:	2 siedziska - regulowane
Rampa:	tak
Poręcz:	tak
Uprząż:	1 rozmiar w zestawie
Wskaźniki wagi:	2 szt. dla lewej i prawej strony
Maks. waga pacjenta [kg]:	160
Maks. odciążenie [kg]:	statyczne: 160, dynamiczne: 2 x 38
Dostęp do pacjenta:	ze wszystkich stron
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	377 x 149 x 278 / 377 x 164 x 278
Waga systemu [kg]:	445
Dodatkowe opcje	
Płaska platforma podjazdowa [cm]:	długość 50
Długa rampa podjazdowa:	opcja - 206 cm, nachylenie ok. 17%
Rozmiary uprząży:	S, M, L, XL i 2 rozmiary dla dzieci
Zrobotyzowane ortezy LokoHelp:	LH300M / LH400M

Informacje:

Model:

Lokostation Elveta: -, Tak
 LokoStation uprząże: -, Venus - uprząż do ćwiczeń dla dorosłych, rozmiary S, M, L i XL, Willi - uprząż do ćwiczeń dla dzieci, mała waga, Tiger - bardzo mała uprząż do ćwiczeń dla dzieci,
 Wyściółka - wewnętrzna wyściółka do uprząży,
 Opaska - gumowa opaska stabilizująca biodra,
 Mocowanie - mocowanie uprząży
 Lokostation 55 oraz 70: LokoStation 55 - kompatybilny z bieżnią o szerokości 55 cm, LokoStation 70 - kompatybilny z bieżnią o szerokości 70 cm