



Bieżnia PPS MED do systemu LokoStation oraz LokoHelp

Opis produktu:

Bieżnia PPS MED wyposażona w innowacyjny pas bieżny (Slat Belt), który absorbuje więcej siły uderzenia, niż jakakolwiek inna bieżnia. Zapobiega dalszemu niszczeniu kości, ścięgien, więzadeł, mięśni kończyn dolnych, miednicy oraz dolnej części pleców.

Kompletny system składa się z elektrycznego podnośnika pacjenta, stacjonarnej marki Woodway oraz systemu

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia PPS MED do systemu LokoStation oraz LokoHelp

Bieżnie Woodway to najwyższej jakości rozwiązania wykorzystywane w treningu lokomocji.

Pasy bieżni Woodway serii PPS zostały wykonane w technologii poprzecznych belek zapewniających doskonałą wytrzymałość oraz amortyzację podczas treningu.

Nowoczesna technologia wolnego startu (od prędkości 0,0 km/h) gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.

Ponadto bieżnie linii PPS mogą być wyposażone w ekran LCD, na którym wyświetlane są przydatne informacje (takie jak prędkość, tętno i czas albo w system WUS® (Woodway User Interface) pozwalający skorzystać z 18 wbudowanych programów m.in. do zarządzania tętnem.

Wszystkie bieżnie PPS wyposażone są w wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta.

Modele bieżni PPS MED

PPS 55 MED LOKO	- Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 55 cm, - prędkość 0-20 km/h, - wznos 0-20%, - port RS232, - sterowanie z ekranu, - regulowane poręcze, - możliwość adaptacji do zastosowania z LokoStation
PPS 70 MED LOKO	- Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 70 cm, - prędkość 0-20 km/h, - wznos 0-20%, - port RS232, - sterowanie z ekranu, - regulowane poręcze, - możliwość adaptacji do zastosowania z LokoStation
PPS 55 PLUS LOKO	- Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 55 cm, - prędkość 0-20 km/h, - bieg wsteczny, - wznos 0-24%, - port RS232, - sterowanie z ekranu, - regulowane poręcze, - możliwość adaptacji do zastosowania z LokoStation
PPS 70 PLUS LOKO	- Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 70 cm, - prędkość 0-20 km/h, - bieg wsteczny, - wznos 0-24%, - port RS232, - sterowanie z ekranu, - regulowane poręcze, - możliwość adaptacji do zastosowania z LokoStation

Dane techniczne

	PPS 55 med LOKOPPS 70 med LOKO	PPS 55 plus LOKOPPS 70 plus LOKO
Silnik (moc szczytowa) [HP]:	5	5
Powierzchnia pasa (dł. x szer.) [cm]:	157 x 55157 x 70	157 x 55157 x 70
Prędkość [km/h, %]:	0-20	0-24
Nachylenie [%]:	0-20	0-25

Hamulec bezpieczeństwa:	brak	0-10
Bieg wsteczny [km/h]:	pas POLAR	pas POLAR
Pomiar tętna:	ekran LCD	WUS®
Ekran:	tak	tak
Dodatkowe opcje		
Poręcze boczne:	0-25	-
Nachylenie dodatkowe:	0-24	-
Zwiększenie prędkości [km/h]:	WUS®	-

Prezentacja systemu LokoStation, LokoHelp oraz Bieżni PPS firmy Woodway

Informacje:

Opcje produktu:

Bieżnia PPS MED do systemu LokoStation oraz LokoHelp: Bieżnia PPS 55 MED LOKO, Bieżnia PPS 70 MED LOKO, Bieżnia PPS 55 MED PLUS LOKO, Bieżnia PPS 70 MED PLUS LOKO
 Bieżnia PPS MED do systemu LokoStation oraz LokoHelp - Akcesoria: -, Rampa podjazdowa o długości 177 cm dla wózka inwalidzkiego, Platforma do rampy podjazdowej