

Akcesoria do podawania tlenu w komorze hiperbarycznej

Opis produktu:

Akcesoria do podawania tlenu w komorze hiperbarycznej



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kod Produktu
900.127

Opis

Maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu

900.128

Maska oddechowa dla dzieci z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu

900.191

Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 2, niemowięca)

900.192	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 3, pediatryczna)
900.193	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 4, mała, dla dorosłych)
900.194	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 5, duża, dla dorosłych)
901.009	Złączka T, 22OD/18ID
901.002	Rurka tlenowa PVC o długości 2 m, wewnątrz rurka w kształcie gwiazdy, zielona
901.003	Złączka typu kolanko 22OD/15ID
901.004	Zawór jednokierunkowy 70017
901.005	Zawór jednokierunkowy 70018
901.006	Adapter przewodu ciśnieniowego
901.007	Worek oddechowy nie zawierający lateksu, 3 l
901.008	Filtr bakteryjny

Informacje:

Kategoria: Komory hiperbaryczne
Komory Hiperbaryczne: Akcesoria

Model:

Akcesoria do podawania tlenu w komorze hiperbarycznej: Maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu, Maska oddechowa dla dzieci z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu