

Medcart - Wózek pod aparaturę medyczną



Opis produktu:

Konstrukcja wózka Medcart została zaprojektowana specjalnie pod aparaturę medyczną, złożoną z kilku urządzeń oraz umożliwia łatwy dostęp do nich przez odpowiednie ułożenie półek w przestrzeni wózka.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek pod aparaturę medyczną Medcart

Wózek medyczny Medcart, cechuje się stabilnością, niezawodnością oraz łatwością użytkowania. Wynika to z jego przemyślanej konstrukcji, zastosowanej technologii wytwarzania oraz systemu zapewnienia jakości wyrobu.

Wózek pod aparaturę medyczną Medcart - przeznaczenie

Wózek pod aparaturę medyczną Medcart przeznaczony jest do umieszczania na nim lekkiej aparatury np. w gabinetach elektro- i fizykoterapii.

Konstrukcja wózka Medcart została zaprojektowana specjalnie pod aparaturę medyczną, złożoną z kilku urządzeń oraz umożliwia łatwy dostęp do nich przez odpowiednie ułożenie półek w przestrzeni wózka.

Kółka zapewniają mobilność wózka, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów.

Wózek pod aparaturę medyczną Medcart - budowa

Konstrukcja wózka jest wykonana z kształtowników aluminiowych oraz blach, malowanych proszkowo i składa się z następujących zespołów:

- Podstawa urządzenia - Miejsce na urządzenia
- Uchwyt - Ułatwia manewrowanie wózkiem
- Stelaż - Konstrukcja nośna wózka
- Półka - Miejsce na dodatkowe elementy
- Kółka - Kółka jezdne z hamulcem

Dane techniczne:

Długość [mm]	385 ($\pm$ 10)
Szerokość [mm]	350 ($\pm$ 10)
Wysokość [mm]	762 ($\pm$ 10)
Maksymalne obciążenie (maksymalne bezpieczne obciążenie wózka wraz z akcesoriami) [kg]	15
Masa produktu [kg]	7 ($\pm$ 1kg)
Masa produktu w opakowaniu [kg]	9 ($\pm$ 1kg)
Maksymalne obciążenie półki (1 szt.) [kg]	6

Informacje:

Model: