


Splinty dla dorosłych kończyna górna - Usztywnienia pneumatyczne Urias

Opis produktu:

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Splinty dla dorosłych kończyna górna - Usztywnienia

Pneumatyczne Urias

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Splinty wykorzystywane są podczas rehabilitacji:

- poudarowej
- ortopedycznej
- reumatologicznej
- stwardnienia rozsianego
- chirurgia dłoni
- obrzęków
- zaburzenia chodu u dzieci
- innych przypadków.

Służą do usztywniania kończyn pacjenta w pożądanej przez terapeutę pozycji, wspomagając tym samym proces nabywania właściwych nawyków. Są pomocne przy przeprowadzaniu ćwiczeń ruchowych, doskonale współgrają z innym sprzętem (np. piłki terapeutyczne, huśtawki, podesty do ćwiczeń sensomotorycznych).

Jako łatwe w użyciu, po udzieleniu odpowiedniego instruktażu mogą być aplikowane przez osoby niewykwalifikowane (rodzina, opiekunowie) i wykorzystane przez pacjentów do rehabilitacji w domu.

Splinty dla dorosłych na kończynę górną - Usztywnienia Pneumatyczne Urias

70-109-0SC

Jednokomorowy na palce dla dorosłych

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- Zgrzewane szwy wysokiej jakości
- Szerokość: 14 cm
- Długość: 15 cm

70-005-0

Dwukomorowy splint dłoniowy 20 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- Zgrzewane szwy wysokiej jakości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 20 cm
- Długość: 25 cm

70-009-0

Dwukomorowy splint dłoni i nadgarstka

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- Zgrzewane szwy wysokiej jakości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 23 cm
- Długość: 30 cm

70-003-0

Jednokomorowy splint połowa ramienia 53 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- Zgrzewane szwy wysokiej jakości
- Nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Rurka do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 53 cm
- Długość: 21 cm

70-103-0

Dwukomorowy splint połowa ramienia 53 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 53 cm
- Długość: 21 cm

70-004-0

Jednokomorowy splint łokciowy 40 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 40 cm

70-001-0

Jednokomorowy długi splint ramienny 80 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z zaworami wlotowymi

- Szerokość: 21 cm
- Długość: 80 cm

70-002-0

Jednokomorowy długi splint ramienny 70 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 70 cm

70-101-0

Dwukomorowy długi splint ramienny 80 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 81 cm

70-102-0

Dwukomorowy długi splint ramienny 70 cm

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 70 cm

Informacje:

Kategoria: Usztywnienia kończyn

Model:

SPLINTY dla dorosłych: 70-109-0SC
Jednokomorowy na palce dla dorosłych (ok. 14 x 15 cm), 70-005-0 Dwukomorowy splint dłoniowy 20 cm (ok. 25 x 20 cm), 70-009-0 Dwukomorowy splint dłoni i nadgarstka (ok. 30 x 23 cm), 70-003-0 Jednokomorowy splint połowa ramienia 53 cm (ok. 53 x 21 cm), 70-103-0 Dwukomorowy splint połowa ramienia 53 cm (ok. 53 x 21 cm), 70-004-0 Jednokomorowy splint łokciowy 40 cm (ok. 40 x 21 cm), 70-001-0 Jednokomorowy długi

splint ramienny 80 cm (ok. 80 x 21 cm),
70-002-0 Jednokomorowy długi splint ramienny
70 cm (ok. 70 x 21 cm), 70-101-0 Dwukomorowy
długi splint ramienny 80 cm (ok. 81 x 21 cm),
70-102-0 Dwukomorowy długi splint ramienny 70
cm (ok. 72 x 21 cm)