

Stepper poziomy Dyaco 7.5S

Opis produktu:

Stepper poziomy **Dyaco 7.5S** to urządzenie umożliwiające wykonywanie treningu kończyn górnych i dolnych w pozycji półleżącej, dzięki czemu obciążenia stawów kończyn dolnych są zredukowane do minimum.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stepper poziomy Dyaco 7.5S

Urządzenie wyposażone jest w obrotowe siedzisko posiadające dużą możliwość regulacji oraz opcję łatwego wyjęcia go w celu umożliwienia treningu kończyn górnych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Niewielka wysokość na której znajduje się pacjent dodatkowo poprawia jego poczucie bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

Zasilanie:

100-240 V AC

Zakres prędkości:	10-210 kroków na minutę
Zakres kroku:	2,5-32 cm
Moc/obciążenie:	5-750 Wat
Opór:	hamulec wiroprądowy
Przeniesienie napędu:	wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi
Ilość poziomów obciążenia:	20
Wyświetlacz:	LCD
Programy:	pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika
Regulacja siedziska:	obrót, odchylenie oparcia, regulacja przód/tył (dopasowanie długości kończyn)
Maksym. waga użytkownika:	200 kg
Masa urządzenia:	139 kg
Wymiary:	204 x 84 x 119 cm

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model: