

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T



Opis produktu:

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T posiada możliwość treningu (chodu/biegu) zarówno w przód jak i w tył (bieg wsteczny). Bieżnia Dyaco 7.0T została zaprojektowana z zachowaniem najwyższych standardów jakości, posiada certyfikat medyczny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T cechy charakterystyczne:

- Możliwość treningu (chodu/biegu) zarówno w przód jak i w tył (bieg wsteczny)
- Dodatkowo i ujemne kąty nachylenia (symulacja wchodzenia pod górę i schodzenia)
- Długie poręcze z możliwością regulacji wysokości i szerokości rozstawienia
- Schodek dla osób z ograniczoną mobilnością ułatwiający wejście na pas bieżni
- Wszechstronność umożliwiająca pracę z wieloma grupami pacjentów (schorzenia neurologiczne, kardiologiczne, urazy sportowe, geriatry)

Poręcze z możliwością regulacji

Schodek ułatwiający wejście na pas bieżni

Konsola z gotowymi programami oraz możliwością tworzenia własnych

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T - dane techniczne:

Zasilanie:	220-240V AC 50Hz
Moc/klasa silnika:	3KM/ IEC Class S6
Zakres prędkości:	-5km/h (bieg wsteczny) do 16km/h
Dokł. regulacji prędkości:	0,1km/h
Regulacja nachylenia pasa:	-10 do 15%
Powierzchnia użytk. pasa:	152,5 x 56cm
Wyświetlacz:	LED + okno z matrycą punktową
Programy:	płaskowyż, interwałowy, HR, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika
Regulacja poręczy:	63-88cm (wysokość), 51-85cm (szerokość)
Maksym. waga użytkownika:	200 kg
Masa urządzenia:	234 kg
Wymiary:	239 x 91,4 x 143,5cm
Klasa urządzenia med.:	Ila

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T - prezentacja produktu:

Informacje:

Model: