



Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0U

Opis produktu:

Dyaco 7.0U to profesjonalny stacjonarny rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym, możliwością wykonywania treningu dwukierunkowego (przód/tył), niezależnym pomiarem mocy kończyn dolnych (prawa/lewa), gotowymi programami treningowymi oraz rozbudowanymi możliwościami adaptacji pozycji treningowej pacjenta.

Produkt dostępny od połowy marca 2025 r.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0Ucechy

charakterystyczne:

- Regulacja długości korby umożliwiające dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta
- Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs
- Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym
- Regulacja siodełka w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń
- Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort
- Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył)
- Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0U wyposażony jest w dużą konsolę graficzną LED, która ułatwia pacjentom oraz lekarzom monitorowanie danych z sesji terapeutycznych w czasie rzeczywistym.

Konsola z graficznym feedbackiem treningu

Regulacja długości korby

Wygodne siedzisko z regulacją dwupłaszczyznową

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0U - dane techniczne:

Zasilanie:	100-240V AC
Moc/obciążenie:	5-750 Wat
Opór:	hamulec wiroprądowy
Przeniesienie napędu:	wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi
Ilość poziomów obciążenia:	50
Obciążenie początkowe:	5 Wat
Wyświetlacz:	LED + okno z matrycą punktową
Programy:	pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny
Regulacja siedziska:	dwupłaszczyznowa: góra/dół, przód/tył
Maksym. waga użytkownika:	200 kg
Wymiary:	145 x 54 x 135cm
Masa urządzenia:	53,3 kg

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0U - prezentacja produktu:

Informacje:

Typ: inny
Rodzaj: elektromagnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Model: