



Stacjonarny poziomy rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0R

Opis produktu:

Dyaco 7.0R to stacjonarny poziomy rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym, możliwością wykonywania treningu dwukierunkowego (przód/tył), niezależnym pomiarem mocy kończyn dolnych (prawa/lewa), gotowymi programami treningowymi oraz rozbudowanymi możliwościami adaptacji pozycji treningowej pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0R cechy charakterystyczne:

- Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta
- Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs
- Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym
- Obrotowe siedzisko 360° umożliwia łatwe wsiadanie pacjentów z ograniczoną mobilnością
- Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń

- Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort
- Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył)
- Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych

Dyaco 7.0R to stacjonarny poziomy rower rehabilitacyjny wyposażony jest w dużą konsolę graficzną LED, która ułatwia pacjentom oraz lekarzom monitorowanie danych z sesji terapeutycznych w czasie rzeczywistym.

Konsola z graficznym feedbackiem treningu

Regulacja długości korby

Obrotowe siedzisko 360°

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0R - dane techniczne:

Zasilanie:	100-240V AC
Moc/obciążenie:	5-750 Wat (50 poziomów)
Opór:	hamulec wiroprądowy
Przeniesienie napędu:	wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi
Ilość poziomów obciążenia:	50
Obciążenie początkowe:	5 Wat
Wyświetlacz:	LED + okno z matrycą punktową
Programy:	pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny
Regulacja siedziska:	dwupłaszczyznowa: góra/dół, przód/tył oraz obrót 360
Maksym. waga użytkownika:	200 kg
Wymiary:	145 x 77 x 130 cm
Masa urządzenia:	81,7 kg

Stacjonarny rower rehabilitacyjny Dyaco 7.0R - prezentacja produktu:

Informacje:

Model:

Typ: poziomy

Rodzaj: elektromagnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg