



## Żel do IPL / laseroterapii Transound® 250ml

### Opis produktu:

TRANSOUND 250 ml to hipoalergiczny, nie podrażniający skóry żel do IPL/laseroterapii. Produkt nie zawiera formaldehydu ani soli.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

TRANSOUND 250 ml to hipoalergiczny, nie podrażniający skóry żel do IPL/laseroterapii. Produkt nie zawiera formaldehydu ani soli.

### Składniki:

woda demineralizowana, karbomer, ETDA, substancja konserwująca, wodorotlenek sodu.

### Informacje:

Przeznaczenie: Laseroterapia  
 Kategoria: Żele i preparaty  
 Rodzaj preparatu: Przewodzący  
 Konsystencja: Żel  
 Pojemność: 250 ml  
 Klasyfikacja: produkt medyczny

### Model: