



Żel do EKG Profi line 500 ml

Opis produktu:

Żel przewodzący prąd elektryczny przeznaczony do wykonywania zapisu krzywej **EKG**. Ze względu na swoje właściwości może być używany również: do innych zabiegów medycznych i fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel do EKG Profi line 500 ml

Cechy produktu:

- Gwarantuje wysokie przewodnictwo elektryczne,
- Nie wysycha,
- Zapewnia przewodnictwo punktowe w miejscu aplikacji,
- Odpowiednia lepkość gwarantuje doskonałą przyczepność żelu,
- Neutralne PH,
- Nie oddziałuje na skórę pacjenta i elektrody,

Informacje:

Przeznaczenie: EKG
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 500 ml
Klasyfikacja: produkt medyczny

Opcje produktu: