

## Galaxy Mercury S4 - stół do masażu i rehabilitacji z regulacją elektryczną / hydrauliczną- S4.F4



### Opis produktu:

Czteroczęściowy **stół do masażu i rehabilitacji** z możliwością opuszczenia bocznych zagłówek. Wyposażony w solidną, proszkowo malowaną **ramę o krzyżakowej konstrukcji**. Regulacja zagłówek jest wygodnie sterowana sprężyną gazową. Stół można przesuwać i transportować dzięki czterem kółkom kierunkowym i czterem stabilnym stopkom. **Używany** i polecany przez profesjonalistów.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Galaxy Mercury S4 - stół do masażu i rehabilitacji z regulacją

## elektryczną / hydrauliczną- S4.F4

**Najbardziej funkcjonalny stół do masażu**, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

### Cechy charakterystyczne:

- w zagłówku odpowiednio wyprofilowany otwór na twarz pacjenta,
- regulacja pozycji zagłówka dzięki gazowej sprężynie (-70° do +40°),
- atestowana tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, niepalna, wykonana z atestowanych materiałów,
- stabilna konstrukcja stołu dzięki krzyżakowej ramie,
- **SmartS4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji bocznych zagłówka, oparty o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,
- uchwyty do zamocowania pasów do stabilizacji,
- system jezdy stołu składa się z dwóch par kółek kierunkowych i dwóch par stopek,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.

### Hydrauliczna regulacja wysokości

W opcji z hydrauliczną regulacją wysokości stół jest wyposażony w hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska. ( Tylko dla stołów z funkcją Pivota )

W tej opcji stół nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

### Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

<b>Wysokość [cm]:</b>	50-101
<b>Szerokość [cm]:</b>	64
<b>Waga [kg]:</b>	86/98
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	200

### Informacje:

Ilość sekcji: 4

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 4 kółka

### Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium  
 Regulacja wysokości GALAXY: Elektryczna regulacja, Hydrauliczna regulacja  
 Szerokość leżyska Galaxy i Terapeuta: Standard, 80 cm