

Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, opakowanie 50 szt.



Opis produktu:

Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, powierzchnia pomiarowa Ø6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, opakowanie 50 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody samoprzylepne ze zmniejszoną powierzchnią rejestracji

Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, o powierzchni pomiarowej o średnicy 6 mm, opracowanej w celu zapewnienia doskonałej rejestracji sygnału nawet z niewielkich obszarów mięśniowych.

Żel stały zapewnia stabilną przyczepność elektrody do skóry i umożliwia wielokrotne zmienianie pozycji elektrody bez ryzyka zabrudzenia skóry pacjenta.

Elektrody wykonane są z biokompatybilnych, miękkich materiałów. Gwarantują one pacjentowi najwyższy komfort podczas badania.

Specjalna technika produkcji „Hot-melt” zapewnia solidne połączenie elektrody z przewodem.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Powierzchnia pomiarowa Ø	Wtyk	Długość kabla	Opakowanie
DENID00807	6 mm	0,7 mm TP	8 cm	50 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Model: