



Zestaw Artromot - Active-K i Artrostim Focus Plus

Opis produktu:

Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego Artromot Active K wraz z elektrostymulatorem FOCUS Plus.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Artromot Active-K - szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego wraz z elektrostymulatorem Focus Plus

Linki do pełnych opisów produktów zawarte są w górnej sekcji strony - "Ten produkt zawiera".

Informacje:

Model: