

## Galaxy Jupiter S5.F4, 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



### Opis produktu:

**Galaxy Jupiter S5.F4** to nowoczesny, 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji, zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta. Idealny do profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych, klinik oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

### Kluczowe cechy:

- **Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej** w zakresie od -70° do +40°.
- **Smart4Arms** – innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji bocznych zagłówka z automatyczną blokadą pozycji.
- **Łatwa regulacja sekcji nożnej** przy pomocy dwóch sprężyn gazowych (0° do +90°).
- **System Hallotronic®** – elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu.
- **Personal Authorization System** – zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S5.F4

**Galaxy Jupiter S5.F4** to zaawansowany, pięciosekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z serii Galaxy, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań medycznych i fizjoterapeutycznych. Model wyróżnia się stabilną, malowaną proszkowo stalową konstrukcją krzyżakową oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu.

### Precyzyjna regulacja dla maksymalnego komfortu

Stół oferuje zaawansowaną regulację zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ) z ergonomicznym otworem na twarz i praktyczną zaślepką. Sekcja nożna regulowana dwoma sprężynami gazowymi ( $0^{\circ}$  do  $+90^{\circ}$ ) z obustronnym dostępem do uchwytu blokady położenia zapewnia wygodę terapeutcie podczas pracy z pacjentem.

### Cechy charakterystyczne

5-sekcyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej(od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bez śrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych(od  $0^{\circ}$  do  $+90^{\circ}$ ),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 64 lub 80 cm,

## **Typ ramy dolnej - F4**

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

## **Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości**

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Jupiter S5.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

## **Kolory tapicerki LUX**

### **Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## **Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Jupiter S5.F4**

### **Personal Authorization System**

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

### **Hallotronic®**

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

## **STÓ? REHABILITACYJNY**

### **Galaxy Jupiter S5.F4 znajduje szerokie zastosowanie w**

#### **Gabinetach rehabilitacyjnych**

Galaxy Jupiter S5 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego pięciosekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówka (-70° do +40°) oraz sekcji nożnej (0° do +90°) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

#### **Placówkach medycznych**

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Jupiter S5 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization

System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stołu w opcję Limfa z oddzielnymi oparciami na kończyny górne sprawia, że jest idealny do pracy z pacjentami po mastektomii oraz do przeprowadzania manualnego drenażu limfatycznego.

## Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Jupiter S5 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeucie przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

## Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówek

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu Galaxy Jupiter S5.F4

### Informacje:

Szerokość: 64 cm  
 Długość: 205 cm  
 Masa: 115 kg  
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -70 – +40°  
 Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 90°  
 Linia: Galaxy  
 Liczba sekcji: 5  
 Typ stołu: Regulowana wysokość  
 Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm  
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
 Maksymalne obciążenie: 200 kg  
 Funkcja pionizacji: Nie  
 Podgrzewane leże: Tak

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange  
 Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm  
 Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm  
 Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Tak

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)