

Stepper poziomy Dyaco 7.0S

Opis produktu:

Stepper poziomy **Dyaco 7.0S** to urządzenie umożliwiające wykonywanie treningu kończyn górnych i dolnych w pozycji półleżącej, dzięki czemu obciążenia stawów kończyn dolnych są zredukowane do minimum.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stepper poziomy Dyaco 7.0S

Urządzenie wyposażone jest w obrotowe siedzisko posiadające dużą możliwość regulacji co pozwala na prawidłowe pozycjonowanie pacjentów z ograniczoną mobilnością. Niewielka wysokość na której znajduje się pacjent dodatkowo poprawia jego poczucie bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

Zasilanie:	100-240 V AC
------------	--------------

Zakres prędkości:	10-210 kroków na minutę
Zakres kroku:	2,5-32 cm
Moc/obciążenie:	5-750 Wat
Opór:	hamulec wiropądowy
Przeniesienie napędu:	wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi
Ilość poziomów obciążenia:	20
Wyświetlacz:	LCD
Programy:	pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika
Regulacja siedziska:	obrót, odchylenie oparcia, regulacja przód/tył (dopasowanie długości kończyn)
Maksym. waga użytkownika:	200 kg
Masa urządzenia:	117 kg
Wymiary:	172 x 77 x 122 cm

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model: